

Aandraaischema Bonded Hyrax



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	



Naam: _____

Instructies voor de Bonded Hyrax

Vandaag is de Bonded Hyrax geplaatst. Deze beugel is aan de kiezen vastgeplakt en bedoeld om de bovenkaak breder te maken. Er ontstaat nu meer ruimte voor de blijvende tanden en kiezen.

- De Bonded Hyrax wordt d.m.v. een sleutel aangedraaid. Draai de schroef iedere dag 1 x een kwartslag naar achteren, totdat het volgende gaatje volledig zichtbaar is. Vervolgens kan de sleutel eruit.

Dus 1 x per dag draaien!

- De schroef dient _____keer aangedraaid te worden. Het aandraaien kan het beste 's morgens of 's middags gedaan worden. Wij raden af dit vlak voor het slapen te doen.
- De eerste paar dagen kan na het draaien een drukkend gevoel ontstaan in de buurt van de neus, oren, wangen en

tussen de voortanden. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf. Na 10 tot 14 keer aandraaien zal er tussen de voortanden een ruimte ontstaan. Dit hoort bij het proces.

- Het is belangrijk dat de overgang van beugel naar tandvlees goed wordt gereinigd, dit in verband met evt. irritaties en/of ontstekingen. Ook dient de ruimte tussen schroef en het gehemelte goed gereinigd te worden.
- De eerste paar dagen gaat eten, praten en slikken lastiger. Wij raden aan in het begin alleen zacht voedsel te eten. Hard en plakkerig eten zoals kauwgum, toffee's, winegums en nootjes moet vermeden worden, om beschadiging van de beugel te voorkomen.
- Indien de beugel losraakt of als er erge pijn ontstaat, draai dan niet verder en neem direct contact met ons op.
- De beugel zit er 1 afspraak actief (na het aantal keer aandraaien) in. Vervolgens nog 5 afspraken passief, ca. een half jaar. Na 3 afspraken komen er op de voortanden (front) brackets.