

Instructies voor de Wrap-Around

Vandaag heb je de laatste beugel van de behandeling gekregen, de Wrap-Around. Je leest hier hoe je ermee omgaat.

Hoe doe je de beugel in?

Neem de beugel met twee handen aan de zijkant vast en plaats deze in de bovenkaak. Duw met 2 duimen het plastic stevig tegen je gehemelte en breng de draaddelen eventueel in de juiste positie.



Hoe doe je de beugel uit?

Pak met twee handen de beugel aan de zijkant vast, duimen op je kiezen en trek de beugel er voorzichtig uit. Pak vooral de beugel niet aan de voorzijde vast, de beugel kan hierdoor stuk gaan.

Hoe maak je de beugel schoon?

Poets één keer per dag de beugel met tandenborstel en tandpasta. Bewaar je beugel in het beugelbakje of in een glas water.

Draagtijd beugel!

Deze beugel draag je, tot de eerstvolgende controle afspraak, 14 tot 16 uur per dag. Bij elke volgende controle afspraak kijken we of we de draagtijd kunnen afbouwen.

Let op!

Met deze beugel kun je **NIET** eten! Tijdens het sporten je beugel uitdoen. Spoel en droog de beugel af. Neem je beugel altijd mee tijdens de controles. Neem ook, als je beugel stuk is, je laatste gipsmodellen mee.

